

# Maattabel

## PRO Compressiekousen & Tubes

Meetpunten		1	2	3	4	5	6
1	Omvang onder de knie	28 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 47	43 - 50
2	Grootste kuitomvang	30 - 37	33 - 40	36 - 43	39 - 46	42 - 49	45 - 52
3	Omvang enkel	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
4	Hiel-wreeflijn	28 - 34	30 - 36	32 - 38	34 - 40	35 - 41	37 - 43

5 <b>Beenlengte</b>		Gemeten vanaf de grond tot 1 cm onder de knieplooi					
Kort been	<b>34 - 39 cm</b>	kort	kort	kort	kort	-	-
Lang been	<b>39,1 - 46 cm</b>	lang	lang	lang	lang	lang	lang
Extra lang been	<b>46,1 - 52 cm</b>	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang	extra lang

6 <b>Schoenmaat</b>		EUR					
Kleine voet	<b>36 - 39</b>	klein	klein	klein	klein	-	-
Grote voet	<b>40 - 44</b>	groot	groot	groot	groot	groot	groot
Extra grote voet	<b>45 - 48</b>	-	extra groot	extra groot	extra groot	extra groot	extra groot



1 Meet de opvang van het been 1 cm onder de knieplooi



2 Meet de grootste omvang van de kuit



3 Meet de kleinste beenomvang boven de enkel-knobbels



4 Meet de hiel-wreeflijn



5 Meet de lengte van het been, vanaf de grond tot het eerste meetpunt. (1 cm onder knieplooi)